

Gebruikersinstructie voor de CadWeazle

Voor een veilig en prettig gebruik van de CadWeazle, en een maximale levensduur van het apparaat, verzoeken wij u vriendelijk onderstaande aandachtspunten goed door te nemen vóór gebruik!

- Gebruik van de CadWeazle geschiedt op eigen risico. Het niet naleven van onderstaande richtlijnen kan leiden tot letsel bij gebruiker of derden, en schade aan de rolstoel of andere objecten.
- De CadWeazle kan aangezet worden met het witte vierkante knopje. **LET OP: SCHAKEL DE CADWEAZLE UIT VOOR U INSTAPT of UITSTAPT, DIT VOORKOMT RIJDEN TIJDENS IN- EN UITSTAPPEN!**
- Maak gebruik van de heupgordel zodat u niet van de stoel schuift bij het naar beneden rijden van een helling.
- De CadWeazle beschikt over vijf versnellingen. Het verdient aanbeveling te starten in de eerste versnelling, en pas dan naar een hogere versnelling over te schakelen wanneer men voldoende vertrouwd is met de rolstoel en de besturing hiervan. We raden versnelling 3 aan voor een aangenaam en veilig wandeltempo.
- Voorkom botsen tegen voorwerpen of personen. Hierdoor kan letsel of schade ontstaan!
- Enkel minder mobiele personen mogen van de CadWeazle gebruik maken. Het is geen rolstoel om 'plezierritjes' op de hei mee te doen. Enkel de persoon voor wie het bedoeld is mag er mee rijden. Een minderjarige dient steeds vergezeld te zijn van een volwassen begeleider.
- De plank/bak achterop dient ter versteviging van het ontwerp en is niet bedoeld om een tweede persoon op te vervoeren. Het met meer dan één persoon rijden op de CadWeazle kan overbelasting veroorzaken!
- **RIJDEN DOOR WATER IS NIET TOEGESTAAN!** (een kleine plas water op het pad is geen probleem)
- De CadWeazle is voorzien van een vierpuntsgordel inclusief heupgordel, en een fixatiegordel voor de voeten. Deze gordels optimaliseren de veiligheid voor de gebruiker. Niet goed gebruiken hiervan verhoogt het risico op een ongeluk!
- Ondanks het feit dat de Cadweazle een zeer duurzaam en kwalitatief hoogwaardig product is, dient men zich te realiseren dat een storing of defect op kan treden. In dit kader wordt sterk aanbevolen altijd in het zicht van derden te blijven en contact met anderen mogelijk te maken door **een mobiele telefoon mee te nemen**.
- **U VOLGT DE VOORGESTELDE ROUTE (zie bijgevoegd plannetje) en kijkt hier niet van af.**
- U laat de CadWeazle onder geen enkele omstandigheid onbeheerd achter.
- Indien u onverhoopt in de problemen geraakt met de CadWeazle, neemt u contact op met De Vroente op 03/6201830.
- De kosten van de hulpdiensten (bij noodgeval) worden doorgerekend aan de gebruiker van de CadWeazle in geval van oneigenlijk gebruik van de CadWeazle, het moedwillig toebrengen van schade, afwijken van de route of bij valse oproep naar de brandweer.
- U bezorgt de CadWeazle **ten laatste om 16u30 terug aan De Vroente**.
- Bij vragen of onduidelijkheden over de CadWeazle dient men voor gebruik om nadere uitleg te vragen bij de uitlenende instantie.

